

Alliance Ensemble

*“Simplicidad y Calidad
adecuadas para usted”*





Alliance delivery system

- Tres mangueras lisas para piezas de mano
- Brazo articulado con freno neumático
- Sistema de corte de suministro de agua y aire en la mesa
- Ajuste individual de spray con anti-goteo integrado
- Sistema de limpieza de las mangueras de pieza de mano
- Reóstato con válvula de corte de agua de spray
- Sistema Flush integrado
- Charola de acero inoxidable
- Touch pad control
- Accionamiento de llena vaso y agua del tazón, en la mesa.

Sillón DC 1335

- Posición de trabajo programable y retorno cero automático
- Silla electromecánica
- Cabecial con doble articulación ajustable para altura y posición del sillón
- Giro del asiento de 60° con seguro
- Montaje adaptable para mano derecha e izquierda
- Brazo abatible para el fácil acceso y salida del paciente
- Tapicería sin costuras
- Apoyo de piernas con inclinación coordinada con el respaldo



1244 Curved operating light

- Lámpara de halógeno
- Temperatura de color 4400°Kelvin
- Intensidad de luz Fria regulable: Alta 26900, Baja 13,900
- Gran longitud focal 27.6" (70cm)
- Área de iluminación 3.6"x 7.1" (9 X 18cm)
- Encendido/ Apagado con solo subir y bajar el brazo.

- Escupidera en porcelana removible y abatible
- Llena vasos para enjuague
- Eyectores quirúrgico y saliva en la escupidera
- Eyector con filtro de solidos.



Banquillos

- Banquillo del asistente opcional

www.kavo.mx

KaVo de México



@KaVo_mx



www.youtube.com/user/KaVomx



Fabricada en Estados Unidos

ORMCO DE MÉXICO SA DE CV

Pablo Orea
KaVo/Sybron - México
 Asesor de Ventas KaVo
 Pablo.orea@sybrondental.com
 T + (55) 5279 9630
 C + 044 (55) 54 54 94 85

Guillermo Rodríguez
KaVo/Sybron-México
 Asesor de Ventas KaVo
 Guadalajara y Zona Pacifico
 Guillermo.rodriguez@sybrondental.com
 T + (55) 5279 9630
 C + (33) 1601 7254

America Olmos
KaVo/Sybron – México
 Servicio al Cliente
 America.olmos@sybrondental.com
 T + (55) 5279 9630



KaVo. Dental Excellence.

Sybron Dental Specialties