

DENTAL news

Proladent
internacional®

Think Orange



Unidades Dentales

Descubre Nuevas Marcas

Nuevos Equipos de RX

Promociones





Proladent
internacional®

INAUGURACIÓN DE INSTALACIONES

El pasado 6 de junio de 2014 se llevó a cabo la inauguración en forma oficial de las instalaciones de Pro La Dent Internacional S.A. de C.V., una empresa mexicana con más de 20 años de experiencia ofreciendo soluciones odontológicas con tecnología y diseño de vanguardia integrando también servicios de asesoría comercial y financiera, que cuenta con personal calificado, con refacciones y programas de mantenimiento correctivo y preventivo, aplicando las mejores prácticas de la industria.



Las instalaciones están hechas en 3 pisos en donde cuentan con almacén, estacionamiento, servicio técnico, recepción, sala de juntas, área marketing y telemarketing, administración de ventas, Show Room y Centro de Educación Continua (C.E.C PLD) entre otras.

Proladent nació en 1992 vendiendo productos para laboratorio dental importando equipamiento y consumibles, en 1997 ampliaron su mercado empezando a comercializar y a importar equipos de radiología, unidades dentales, entre otros; equipando así a universidades, clínicas, laboratorios, escuelas, dentistas y gabinetes radiológicos. Actualmente acaban de expandir sus productos teniendo nuevos socios comerciales adicionales.



Gerd Klaus Demmer, Director de Proladent; agradeció a su familia, a su equipo de trabajo y estableció que son el corazón y motor de la empresa. Explicó que esta vez la idea de la empresa es un poco diferente ya que es un concepto fresco en el cual se busca que la gente se sienta a gusto y bien atendida dentro de las instalaciones.



01800-PLD-5000

+52 (55) 5641 - 2298 +52 (55) 5821 - 8179

Mitla 72 Col. Narvarte Del. Benito Juárez, México D.F. CP. 03020



Veraviewepocs 3D F40

El estudio Veraviewepocs 3D F40 ofrece campos de cobertura de 40 x 80 mm y 40 x 40 mm y es ideal para una amplia gama de aplicaciones.

- Imágenes de gran calidad con amplio campo dinámico.
- Con el Veraviewepocs, el posicionamiento es muy sencillo, con el Scout panorámico / 2D o sus 5 puntos de haz laser.
- La resolución de más de 2 pares de líneas por milímetro.
- Programa que reduce la dosis efectiva en hasta un 40% en comparación con el programa estándar y optimiza la representación del tejido blando.



Veraviewepocs 3D R100

Una nueva referencia en el diagnóstico con imagen.

- Veraviewepocs 3D R100, el sistema combinado para adquisiciones panorámicas, cefalométricas y 3D, ha revolucionado el diagnóstico con la imagen tridimensional.
- Imágenes de gran resolución con dosis efectiva reducida, Posicionamiento 3D sencillo.
- Gran velocidad.
- Procesamiento variable de la imagen, con el software i Dixel 2.0 el cual te ofrece una amplia gama de posibilidades.



3D Accutomo 170



El Accutomo 3D 170 es la 4ta generación y la unidad más avanzada de J. Morita altamente refinado.

- Produce el más alto nivel de claridad que Morita ofrece con extremadamente baja dosificación para el paciente.
- Permite realizar exámenes completos para cualquier especialidad Odontológica.
- Super alta resolución.
- Función de Zoom-reconstrucción.
- Tiempo de exploración sólo 18 seg. o menos.
- Fácil y exacto posicionamiento del paciente.
- Un software de visualización de datos el cual permite una compatibilidad con las redes intra-clínica.

*A partir de Septiembre 2014



PROMOCIÓN
\$53,000.00 + IVA
DE REGALO
Software EZ Cody



EzSensor es lo último en la familia de productos de imágenes radiográficas digitales de VATECH. Los bordes redondeados suaves y una conexión de cable de fibra óptica reforzada son resultado de un nuevo concepto de diseño enfocado en la confiabilidad, durabilidad y comodidad del paciente.

EzSensor Vatech



PaX-i
Panorama



PaX-i 3D
Imaging System



PaX-Duo 3D
Imaging System



PaX-Reve 3D
Imaging System



Green is a new Orange

Llegó a Proladent el nuevo Rayos X con sistema de radiografía digital panorámica, cefalométrica y tomografía.

PaX-i3D



Comunícate con nuestros asesores de ventas, ven a conocerlo en nuestro Showroom y aprovecha nuestros planes de financiamiento a la medida que tenemos para ti.

PROMOCIONES

Proladent

internacional®



DISTRIBUIDOR OFICIAL AUTORIZADO




ALL IN ONE PLACE

Compre el mejor y mas novedoso equipo en imagen Digital "Pax - i 2D" de Vatech ahora...
Y si usted decide adquirir un Pax - i 3D 8x8 ó 12x9 de VATECH dentro de los siguientes 3 años,
tomaremos a cuenta su Pax - i 2D por el 100% del costo, pagando solo la diferencia por Pax - i 3D



MAGIC PAN

El MAGIC PAN le proporciona una imagen panorámica superior. Adquirida por la reconfiguración de imágenes distorsionadas y borrosas resultado de la posición inadecuada (optativo).




100% de reembolso en su compra*



Pano




Ceph



Senos



Bitewing



ATM

Pax-i Le ofrece...

* 2 sensores especializados (pano y ceph)

* 18 Modos de captura

Adulto, Niño, Orthogonal, Bitewing, ATM y Senos

TÉRMINOS Y CONDICIONES

- 1.- Esta promoción solo aplica en modelos pax - i SC
- 2.- Si usted decide adquirir un equipo 3D (únicamente modelos Pax - i D 8x8 ó 12x9) dentro de los siguientes 3 años, distribuidores de Vatech tomarán a cuenta su equipo Pax - i SC al 100% de lo que usted pagó siempre y cuando el equipo se encuentre en condiciones viables y dependiendo el contrato establecido.
- 3.- Garantía: 2 años en partes (Pax - i 3D, Pax - i SC)
- 4.- Términos y Condiciones solo aplicables para ésta promoción.



Unidad Dental Prince. Un concepto en donde se integran un atractivo diseño, gran funcionalidad, versatilidad y confiabilidad.

Unidad Dental Coral Lux.

Equilibrio entre Calidad y Precio.

Reúne las características más interesantes como ergonomía, calidad y fiabilidad.

La unidad por sus dimensiones y disposición, permite un fácil acceso al paciente y operador.

Sillón de dimensiones generosas, electrohidráulico, durable, suave, ausente de ruidos y potente. Tapicería sin costuras, y con posa pies de inyección que permite mantener limpio el espacio del paciente.

Dispone de tres posiciones memorizables por el operador y programadas desde fábrica el retorno a cero, posición de enjuague y última posición de trabajo.

Alto nivel de seguridad gracias a paros de emergencias, bloqueos de movimiento del sillón cuando se activan los instrumentos rotatorios.

El brazo de diseño único con pistón de gas, permite su colocación en la zona deseada.



Unidad Dental Coral Lux



Promoción de Verano

Proladent
internacional®

DISTRIBUIDOR OFICIAL AUTORIZADO



Compra la Unidad Dental Española FEDESA CORALUX a
12 pagos fijos IVA Incluido, y llévate de regalo una
Pantalla de 32" totalmente gratis.

TODO POR 20,399.00 M.N. MENSUALES

Comunícate con nuestros asesores para que vengas a conocer las Unidades Dentales FEDESA a nuestro Show Room PLD o entra a nuestra página www.proladent.com.mx y haz válida ésta promoción.

www.proladent.com.mx |

ALL IN ONE PLACE

TÉRMINOS Y CONDICIONES

- Promoción válida a partir del 15 de julio de 2014 y hasta el 31 de Octubre de 2014
- Promoción a 12 pagos fijos IVA Incluido con tarjetas de Crédito Banamex.
- Aplicable únicamente para Unidades Dentales FEDESA
- Compra mínima 1 Unidad Dental
- No aplica en ésta promoción, ningún otro accesorio, consumible o equipo de la o las marcas que representa Pro La Dent Internacional S.A. de C.V.
- Sujeto a cambios sin previo aviso.



KaVo. Dental Excellence.



La unidad de tratamiento KaVo UniK 4T pertenece a una familia que se preocupa por el confort y la ergonomía. A ello se une la versatilidad y sofisticación a la ya tradicional calidad KaVo.

Desde \$72,200.00 M.N. + IVA



KaVo UniK 4T



KaVo UniK 5T

Sillón

- Movimientos: 4 Individuales, 3 automáticos sincronizados y retorno a cero.
- 2 apoya brazos.
- Tapizado 100% en PVC y sin costuras.
- Respaldo y asiento que se mueven de modo ergonómico al cuerpo.
- Reposacabezas biarticulado.

Mesa de Trabajo

- 4 terminales, 3 para piezas de mano y 1 jeringa triple.
- Ajuste externo de aire y del agua para los instrumentos.
- Ajuste de altura neumático de acero inoxidable.
- Negatoscopio para hasta 4 o 6 radiografías periapicales.

Unidad Auxiliar

- Incluye eyector quirúrgico y de saliva, 1 jeringa triple auxiliar.
- Escupidera de porcelana removible y autoclavable.
- Mangueras lisas para fácil asepsia.
- Separador de residuos ubicados en las mangueras de los eyectores, facilitando la limpieza.
- Llena vaso para enjuague del paciente.

Pedal de Comando

- Integra en un único pedal móvil las funciones de silla, reflector, control de rotación de los instrumentos y accionamiento de presión de agua en el joystick.
- Pedal móvil y adherente al piso, de material resistente y de fácil asepsia.

Reflector Cerrado

- Agarradera ergonómica doble para el doctor y el asistente.
- Genera luz fría (color blanco neutro).
- Modos de intensidad de luz que varía de 25,000 a 6,000 luxes.
- Encendido y apagado de reflector de manera automática sincronizada al movimiento automático de la silla.



Piezas de mano y Contra Ángulos.

Reúne lo mejor de los instrumentos para acompañar su trayectoria profesional desde el salón hasta su consultorio. Disponibles en diferentes versiones a su elección, para que desde su composición la calidad de Kavo atienda sus expectativas.

Larga Vida Útil. Baleros de cerámica que garantizan su durabilidad por mucho más tiempo.

Rotores Balanceados. Bajo nivel de ruido y vibración, menos estrés para el dentista y el paciente.

Peso Ideal. Las turbinas Kavo fueron proyectadas para compensar el peso y la fuerza de las mangueras, lo que impide la fuerza contraria en relación al movimiento del lapicero del campo de trabajo.

Bioseguridad. Todos los instrumentos son esterilizados hasta 135°C. Durabilidad garantizada por hasta 1,000 ciclos de esterilización. La superficie lisa facilita la asepsia de los instrumentos.

Compresor Dental Libre de Aceite

Con el poder de 2HP, libre de aceite, el compresor dental libre de aceite ofrece un flujo mayor de aire durante el suministro de necesidades de la unidad dental y evita posibles daños a la pieza de mano. El compresor dental libre de aceite ofrece drenaje del reservatorio de fácil acceso y bajo índice de mantenimiento.



Bomba de Vacío

Es la solución ideal para la prevención de los riesgos más altos durante la atención dental. Elimina del 82% al 98% de la niebla causada por la pulverización, proporcionando una mayor visibilidad del campo quirúrgico y minimizar el riesgo máximo de contaminación. Funciona como una mini central de vacío. Separa y elimina el óxido nitroso del ambiente, dejándolo libre de riesgos.

- Succión de alta potencia.
- Filtro de residuos localizado en la entrada de succión de la bomba.
- Fabricado en Aluminio Naval que evita la corrosión.

Compresor Dental Libre de Aceite y Bomba de Vacío

- Comandos eléctricos. Filtro de entrada de agua.
- Los líquidos succionados van directamente a la alcantarillada.
- Voltaje ajustable 100V/230V.
- Cierre de la bomba de retardo para la limpieza de la tubería evitando el mal olor.



PRÓXIMAMENTE

mectron

medical technology



Prophyllaxis

LED-Curing



PIEZOSURGERY®

La pieza de mano LED combina el alto rendimiento, el control quirúrgico y la máxima seguridad para los tejidos blandos de las piezas de mano PIEZOSURGERY® con la comodidad de una luz LED giratoria. La luz LED innovadora cuenta con movimientos giratorio que permite ajustar su posición para adaptarse mejor a las necesidades de visibilidad del cirujano.

Elección entre luz automática, permanente o sin luz. La luz giratoria puede dirigirse hacia el inserto.

Gracias a las 3 vibraciones dimensionales de ultrasonido controladas, la técnica PIEZOSURGERY® original abre una nueva era en Osteotomía, Osteoplastia y Extracción en Implantología, Periodoncia, Endodoncia y Cirugía Ortodóntica.

CORTES MICROMÉTRICOS

Máxima precisión quirúrgica y mayor sensibilidad operatoria.

CORTES SELECTIVOS

Mínimo daño a los tejidos blandos, máxima seguridad para UD. y sus pacientes.

EFEECTO CAVITATORIO

Máxima visibilidad operatoria y zona quirúrgica libre de sangre.

El aparato más eficaz en el mercado se presenta más potente y al mismo tiempo es más fácil de utilizar.

POTENCIA

Controlada por su exclusiva electrónica digital. Rango de frecuencia único de 24-36 kHz para operar con insertos altamente complejas de forma eficaz y segura.





Imágenes Siempre Nítidas con Tecnología DDI Mejorada con A#Sharp

AGFA



Cada reproductor de imagen Drystar incorpora la tecnología Direct Digital Imaging (DDI) de Agfa Healthcare mejorada con A#Sharp para ofrecer imágenes siempre nítidas. Así mismo estos sistemas se benefician de:


- Un mecanismo sencillo para un sistema compacto y muy fiable.
- Imagen sin pérdida de calidad con el paso del tiempo.
- Manipulación de películas a plena luz del día para una mayor facilidad de uso.
- Alto rendimiento y el tiempo más reducido de acceso a imágenes para conseguir el flujo de trabajo más productivo.
- Flexibilidad total de todas las bandejas de soportes.
- DICOM y dispositivo de adquisición de imágenes Passport para una integración y conectividad absolutas.
- Excelente relación calidad/precio.

GENERAL

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)
 72,8 x 71,5 x 53,6 cm (Altura = 67,6 cm con bandeja de salida)
 (28,7 x 28,1 x 21,1" (Altura = 26,6" con bandeja de salida))

Peso (sin película)
 90 kg

Requisitos de electricidad
 -Selección automática de 100 - 240 V: 50/60 Hz
 -Consumo de energía
 -Impresión: 250 vatios
 -Máximo: 530 vatios
 -En espera: 70 vatios





OKI

Imágenes Médicas con Impresión Digital LED

Claridad y definición con OKI.

Los nuevos modelos C711DN y C910N ofrecen numerosas posibilidades para la impresión de imágenes de alta calidad, para usos distintos al diagnóstico, tanto para la impresión monocromo como en color, y en gran variedad de soportes incluyendo papel para acetatos.


Reducir sus costos y ganar en velocidad y prestación. Además de ser ideal para imprimir imágenes médicas pueden utilizarse además, para tareas de impresión en oficinas tales como cartas a pacientes, formularios o informes médicos, presentaciones institucionales, todo en un mismo dispositivo que responde a diversas necesidades de cualquier empresa o institución médica, reduciendo el número de equipo, insumos, y principalmente los costos de impresión.

Una primicia en la tecnología de impresión digital, que combina rentabilidad y la producción de gran calidad de los equipos de impresión LED de OKI, pudiendo ahora imprimir imágenes médicas en una impresora tradicional, consiguiendo gran calidad y alta definición.

Otro importante beneficio son los tamaños del papel, pudiendo utilizar, dependiendo del modelo de equipo, tamaños hasta A3+ y tabloide Extra, ideal para la impresión de Rayos X (por ejemplo, dental, hospital, veterinario y clínica, etc.).

OKI es el líder en innovación para la impresión, ofreciendo a las empresas equipos en color de alta definición basados en la tecnología digital LED.

Y ahora también, nuestra sofisticada gama de impresoras se integra perfectamente en procesos de imágenes médicas, con los modelos OKI C711N y C910N.



Nuevos Modelos C711DN y C910N



VistaScan Mini View / Mini Easy



El lector de placa de fósforo con pantalla táctil para formatos intraorales.

El nuevo lector de placa de fósforo VistaScan Mini View asegura al usuario una digitalización de las placas radiográficas sumamente intuitiva, efectiva y rápida.

Permite al odontólogo obtener una imagen de alta resolución aptas para cualquier necesidad diagnóstica.

Características destacadas:

- Apto para los formatos intra orales.
- Máxima calidad de imagen.
- Diseño compacto.
- Equipo idóneo para trabajar desde el sillón dental.
- Múltiples filtros y herramientas de diagnóstico.



Pregunte por nuestra promoción: 30% de Anticipo y 6 Mensualidades sin intereses



**DÜRR
DENTAL**

**Pregunte por nuestra promoción:
30% de Anticipo saldo en 6 Meses sin intereses**

VistaScan Perio Plus.

El VistaScan Perio Plus es un escaner multi ranuras con memoria intermedia de salida/ entrada, que con su transporte de casetes lee y borra hasta ocho tomas en un solo paso, deja listas de nuevo las placas y, por lo tanto, presenta un estado intermedio en e monitor en unos 30 segundos. Ya que 4 casetes, montadas con cada dos placas, se cargarán y elaborarán en un solo proceso.

- Para todos los formatos intraorales .
- Calidad de imagen excelente.
- Lee hasta ocho tomas en un solo paso, las borra y las pone de nuevo a disposición.
- Conexión con ordenador mediante USB o red.





With Dryer

Without Dryer

La nueva generación de compresores.

Dürr Dental, inventor de los compresores dentales sin aceite presenta su nueva línea con compresores increíblemente silenciosos y con altas prestaciones para la odontología.

Características

- El más silencioso de su tipo.
- Máxima fiabilidad gracias a su cubierta cerrada.
- Revestimiento antibacteriano del depósito.
- "Made in Germany".
- Libres de aceite, secos e higiénicos.
- Con un aumento del 10% en el rendimiento.



Tornado 1 con Protector Anti-ruido

Compresor Quattro-Tandem





Sistema de Aspiración Cattani para Laboratorio Dental

Disponemos de soluciones para la implantación de sistemas de aspiración de polvo para los laboratorios dentales. Aspiraciones individuales. Desde uno hasta cuatro puestos y sistema de aspiración centralizada sin limitación de número de puestos. Aspiraciones para pulidoras, recortadoras en seco, arenadoras y sistemas CAD-CAM. Solicite nuestro asesoramiento y planificación.

Block Jet

Grupo carenado de aspiración y compresión para laboratorios:

- Aspiración y Compresor en un mismo recinto aislado térmica y acústicamente.
- Posibilidad de dotar el grupo de sistema de aire acondicionado.
- La combinación de uno o varios equipos de aspiración Cattani con un compresor equivalente, proporciona el suministro de aire comprimido y caudal de aspiración adecuado para alimentar todos los servicios.
- Todos los equipos se montan en una estructura en niveles, contenida en una carcasa atenuante de ruidos y vibraciones, que forma la sala de maquinas de la clínica.





jörg&sohn

De Rayos X Sillas de Montaje en Pared



De Rayos X Sillas de montaje en pared Coburg RöWa 4050

-Ahorro de espacio de montaje en pared X-Presidentes.

Mesas y Accesorios de funcionamiento

-Examen compacto, multi-funcional y mesas de tratamiento y de usos múltiples mesas de operaciones para el hospital, la clínica y la práctica.
-Quirófano plegable y portátil para misión de ayuda humanitaria para móviles.




Mesa de Operaciones Universal de hidráulicos Coburg Exaflex 1000 PH



Mesa de Operaciones Universal Electro hidráulica Coburg Exaflex 6126



Mesa de Operaciones Universal de hidráulicos Radiotransparentes de movile Coburg Exaflex 1000 PH



Sillón dental portátil Portadent T



Taburetes dentales / de altura variable / con reposabrazos / con ruedas Coburg Dentalift 22015



Taburete médico / de altura variable / asiento en forma de silla de montar / con ruedas Coburg Denatalift 22011



Taburete médico / quirúrgico / de altura variable / con respaldo Coburg Medicalift 3014

ESPERA MÁS DE NOSOTROS

Cambia tus pensamientos y cambiará tu mundo «Think Orange»



Políticas de compra

- Los precios y disponibilidad de los equipos se especifican al realizar su compra, cambios sin previo aviso.
- Su compra está sujeta a condiciones que el ejecutivo le informe.
- Las imágenes que aparecen en la revista son de carácter ilustrativo, cualquier duda acercarse a su ejecutivo de venta.

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES



/Proladent

Pregunta por nuestros cursos de educación continua en:

Sistemas CAD-CAM | Equipos Radiológicos Digitales 2D y 3D
Succión y Compresión | Digitalizadores e Impresoras

Déjanos tus datos en www.proladent.com.mx y recibe una demo del equipo que más te guste.


Educación Continua | Show Room | Servicio Técnico | Venta a Mayoreo y Menudeo

www.proladent.com.mx

Proladent

internacional®

Somos tan parte de tu vida...
Que hasta en la sopa estamos contigo.



Cambia tus pensamientos y cambiará tu mundo «Think Orange»

Educación Continua | Show Room | Servicio Técnico | Venta a Mayoreo y Menudeo

Mitla No.72 | Col. Narvarte Oriente
Del. Benito Juárez | México, D.F. 03023

+52 (55) 5641-2298
+52 (55) 5821-8179
01800-PLD-5000

www.facebook.com/proladent
contacto@proladent.com.mx
www.proladent.com.mx