

Cuidado. KaVo Tratamiento.

El mejor tratamiento para su bienestar



KaVo. Dental Excellence.

Comodidad y ergonomía son esenciales

Conseguir un equilibrio entre el trabajo y el tiempo libre, entre el esfuerzo y el relajamiento es esencial: odontólogos deben evitar al máximo las tensiones, ya que su actividad profesional es sometida a mucho esfuerzo.

Los datos son alarmantes: 64% de los odontólogos sufren de dolores de columna, 42% de dolor de cabeza provocados por la postura*.

Para que no se desarrollen daños permanentes que comprometan su práctica, son necesarios equipos que ofrezcan la mayor comodidad posible al paciente, pero principalmente al odontólogo.

Ergonomía y funcionalidad no significan solo diseño. Los equipos KaVo UniK poseen diseño y funciones que se adaptan perfectamente con su necesidad.

Porque con KaVo el odontólogo y paciente reciben lo que merecen: el mejor tratamiento.



KaVo UniK.

El conjunto más versátil de la categoría

El equipo KaVo UniK combina la versatilidad a la ya conocida calidad KaVo. De fácil adaptación a las múltiples necesidades del odontólogo, puede ser adquirido con la configuración deseada.

Proyectado para garantizar bioseguridad y ergonomía al consultorio odontológico, UniK traduce en cada detalle la preocupación de KaVo en ofrecer : diseño compacto, tuberías incrustadas y terminadas sin dejar huecos. Todo para apoyar al odontólogo y su equipo en sus rutinas diarias.

Otro aspecto que hace de UniK un equipo con el cual el profesional puede contar es el compromiso de KaVo con la excelencia: la durabilidad de todos los productos KaVo es asegurada por constantes inversiones en procesos fabriles de alta tecnología y utilización de materias primas de alto desempeño. La integración entre la ingeniería de Brasil y Alemania garantizan que usted disfrutará de lo mejor y más reciente en el ramo odontológico.



Brazo del equipo con ajuste de altura con freno neumático.
Tapizado Comfort y reposacabezas biarticulada.
Pedal de comando Multifuncional Joystick.



KaVo. Dental Excellence.

De lo esencial a lo más completo

 Línea 4 Terminales



*Negatoscopio periapical
para hasta 6 radiografías*

Mesa del equipo para hasta 4 terminales, brazo con ajuste de altura con freno neumático y ductora con brazo extensor. Tapizado Comfort, reposacabezas biarticulado y Pedal de comando Multifuncional Joystick.



Línea 5 Terminales

Mesa del equipo hasta 5 terminales, sistema de mangueras aéreas, brazo con ajuste de altura con freno neumático. Tapizado Comfort, reposacabezas biarticulado y Pedal de comando Multifuncional Joystick.



Mesa del equipo para hasta 5 terminales, brazo con ajuste de altura con freno neumático. Tapizado Comfort, reposacabezas biarticulado y Pedal de comando Multifuncional Joystick.



KaVo. Dental Excellence.

Características Generales



Sillón de Paciente

Sillón de paciente con estructura en acero, tapizado con espuma inyectada con revestimiento 100% PVC laminado sin costuras, 2 apoyos de brazos anatómicos y rebatibles, accionamiento por motor reductor eléctrico (24V cc) y caja de distribución integrada. Posee 8 movimientos: 4 individuales, 4 automáticos sincronizados (2 posiciones de trabajo y Vuelta a Cero programables por el profesional) y Last Position (última posición de trabajo accionada)

Diferenciales

Sillón de paciente con movimientos silenciosos y suaves. Control de calidad y proceso de pintura altamente rigurosos, evitan la corrosión de las piezas metálicas. El sillón de paciente alcanza la altura máxima del piso, lo que auxilia en la acomodación del paciente en el sillón. Punto de giro del sillón de paciente entre el respaldo y el asiento, proyectado respetando los movimientos naturales del cuerpo humano evita la sensación de aplastamiento y expulsión del sillón de paciente. El tapizado con revestimiento laminado 100% PVC un material noble y sin marcas de tejido en la parte interna (exclusivo en la categoría) proporciona mejor terminación y durabilidad. Disponible en colores modernos y con diversos tipos de terminación: brillante, mate, metálico, holográfico y textura de Cuero Dental (permite la correcta asepsia).



Mesa del Equipo

Soporte de los instrumentos integrado a la mesa y escalonado, evita la caída involuntaria de los instrumentos y facilita la limpieza. Regulación externa del aire y del agua del spray de los instrumentos realizado por el propio Odontólogo. Mesa proyectada en material de alta tecnología y con protección UV, que evita el amarillado de las piezas.

Diferenciales

La regulación del agua y del aire spray de los instrumentos puede ser realizada de forma práctica y rápida por el propio odontólogo, sin la necesidad de llamar un técnico. Soporte de los instrumentos con inclinación de 45°, que facilita el uso y favorece la salud del profesional.



Lámpara

Reflector cerrado, más seguro y práctico, con doble pega mano para el odontólogo y el auxiliar. Enciende y apaga sincronizado con los movimientos automáticos del sillón de paciente. Genera luz fría (color blanco neutro) que impide desvíos de identificación de los colores de la resina.

Diferenciales

Brazo totalmente articulado, permite la iluminación en la mandíbula inferior lingual y atendimento a pacientes en silla de ruedas. Regulación de intensidad de luz de 25.000 a 6.000 LUX posibilita la iluminación mínima durante la preparación de la resina, evitando la fotopolimerización temprano.



Pedal de Comando

Pedal móvil y con todas las funciones integradas. Facilidad de uso y espacio más libre para el movimiento del profesional durante los tratamientos. Acciona las funciones del sillón, reflector y control progresivo de la rotación de los instrumentos. Adherente al piso y construido con material resistente y de fácil asepsia.

Diferenciales

Disponible en 2 modelos: Multifuncional o Multifuncional Joystick. Accionamiento exclusivo del agua en la taza temporizada en el modelo Multifuncional Joystick.



Escupidera

Desarrollada por medios de procesos de fabricación de alta tecnología que le garantizan al producto durabilidad y resistencia. Ductora rebatible con giro de 45° auxilia a la aproximación del auxiliar al sillón. Separador de desechos de fácil acceso localizado en la manguera de succión.

Diferenciales

Acompaña taza de porcelana autoclave. Disponible en 3 modelos. Sistema de aspiración Venturi de alta potencia, con el mejor rendimiento de su categoría. Tuberías de aspiración totalmente inmersas en el sillón, evita el acumulo de suciedad y facilita la limpieza del piso.

2 modelos de tazas exclusivas

LANZAMIENTO

Los LEDs en el panel indican intensidad de luz del reflector (opcional)





KaVo. Dental Excellence.

Accesorios Disponibles



Línea 4 terminales

Mesa del Equipo

Posibilidad de brazos con movimientos horizontales y verticales, con ajuste de altura manual o freno neumático, además de sistema Cart (mesa con ruedas)
Bandeja auxiliar en acero inoxidable con o sin bordes
Negatoscopio para hasta 6 radiografías



Línea 5 terminales

Mesa del Equipo

Versiones con mangueras suspendidas o con sistema de barras y mangueras aéreas
Negatoscopio para hasta 4 radiografías
Posibilidad de instalación de micro motor eléctrico K200



Jeringa Tríplice auxiliar



Sistema Aspetto Sys para limpieza interna de las mangueras

Brazo extensor para 4 terminales



2º extractor Venturi 6,3mm



Design y Confort para usted

Sólo quien está correctamente sentado puede también aplicar un tratamiento de forma relajada, y solamente quien trabaja de forma relajada cuida también de su salud de su espalda.

El Fisiomocho SN KaVo ofrecen diseño y confort para el profesional.

Preserva el cuerpo de desgastes y tensiones, ofreciendo mayor ergonomía y confort al profesional.

Ayuda a garantizar la posición correcta de la columna y el equilibrio muscular, sin compresión en las venas.



Línea 5 terminales

Sistema a gas para la regulación de altura del asiento

Base giratoria con 5 ruedas

Fácil regulación de la inclinación y de la altura del respaldo por palanca independiente, que permite ajuste automático

Tapizado con espuma espesa, revestido con laminado de PVC, garantizando mayor resistencia y rigidez

Sin costuras y de fácil asepsia



Brazo extensor para 4 terminales



¡Pruebe en dar un nuevo color a su ambiente!

Ser versátil es poder expresarse a través de elementos presentes en su día a día. Bien estar que se traduce en la posibilidad de escoger aquello que más combina con su personalidad. Nuestras nuevas líneas de colores fueron pensadas para dar a usted una mayor variedad de elección, llevando en consideración la diferencia de materiales, ambiente y valorizando su estilo.



Nuevas Tazas

Refinado y personalización para su consultorio. KaVo ofrece 2 nuevos modelos de tazas. (opcional)



Línea Cuero Dental

Elegancia y sofisticación también son sinónimos de confort y bien estar.



Beige Delfin **NUEVA**

Amarillo Tauro **NUEVA**



Línea Raíces

Sobriedad con un toque de refinamiento



Beige Canyon **NUEVA**



Línea Holográfica

Modernidad y versatilidad hacen a la diferencia en su día a día.



Azul Alba **NUEVA**

Gris Polaris **NUEVA**



Línea Metálica

El brillo cierto para su ambiente.



Naranja Boreal

Beige Fata **NUEVA**

Verde Báltico



Gris Nevado

Azul Aquila



Línea Clásica

Para quien valoriza lo básico y esencial

Colores que combinan con todo y cualquier ambiente.



Verde Acqua

Azul Celeste



Azul Sideral



Integración con su consultorio

Disponer del equipamiento correcto es obligatorio en casi todas las profesiones. Nadie puede ejercer su profesión sin contar con herramientas confiables, que permitan realizar su trabajo.

Para el trabajo del odontólogo es aún más importante disponer de productos con procedencia y seguridad, que atiendan a la necesidad de la profesión y ofrezcan calidad en cualquier tratamiento o situación. De una marca que conoce bien todos los detalles y aspectos de la práctica diaria. Con un padrón de excelencia tan elevado que el profesional pueda concentrarse completamente en su trabajo.

Nuestra línea de productos para el Consultorio engloba cada necesidad y tiene como principio la integración de la marca KaVo en su clínica.

Rendimiento inteligente

Con 2HP de potencia y libre de aceite, el KaVo Kompessor (compresor) proporciona mayor fuga de aire, abasteciendo las necesidades del equipamiento odontológico y evitando posibles daños a las piezas de mano. Posee drenó del depósito con fácil acceso y bajo índice de mantenimiento.

Potencia de 2HP
libre de aceite



Características

Potencia (HP)	2
Flujo de aire (L/min)	Modelo: 110V 60HZ: 210 (teórico) Modelo: 220V 50HZ: 167 (teórico) Modelo: 220V 60HZ: 210 (teórico)
Tanque (L)	40
Peso Líquido (Kg)	42
Dimensiones (cm)	45 X 45 X 72
Presión máxima	120 PSI ± 10%
Tensión y frecuencia	Modelo: 110V 60HZ: Monofásico AC 110V ± 10% 60H ± 1% Modelo: 220V 50HZ: Monofásico AC 220V ± 10% 50H ± 1% Modelo: 220V 60HZ: Monofásico AC 220V ± 10% 60H ± 1%
Válvula de seguridad	Opera cuando la presión excede 0,90Mpa
Tasa de operación/ stand by	70/30 (%) 30min de operación continua en ≥5.5 bar
Consumo (watts)	1496



KaVo. Cuidados con la salud.



QUALIDADE,
DURABILIDADE,
CONFIANÇA E
CUSTO X BENEFÍCIO

Integración con usted y su paciente.

Higiene y ergonomía hacen parte de la salud de un consultorio odontológico y deben ser el principal objetivo de una clínica. Así, instrumentos y equipamientos necesitan de óptimas condiciones de higiene, para así garantizar la salud del paciente y del profesional. Pensando en eso y en el concepto de bioseguridad, KaVo fabrica productos de fácil asepsia.

Los equipamientos son fabricados con materia prima de primera calidad y tapizados sin costuras, lo que facilita la limpieza diaria. Para nuestra empresa, desinfección y esterilización son prioridades, pero deben ser hechas de forma fácil y en tiempo mínimo. Para KaVo, es indispensable brindar una buena sintonía con la salud y la ergonomía. Tanto el odontólogo como el paciente no deben sufrir de dolores en la columna. Para evitar eso, la postura en el banco odontológico debe ser adecuada y segura. Nuestros equipamientos proporcionan al paciente confort y seguridad y al profesional mayor confianza y comodidad durante su trabajo. KaVo se preocupa en la calidad de sus productos para que paciente y odontólogo estén siempre en óptimas condiciones de higiene, ergonomía y una protección segura contra infecciones durante todo el tratamiento.



KaVo. Dental Excellence.

Fábrica KaVo do Brasil Ind. Com. Ltda Rua Chapecó, 86 CEP 89221-040 - Joinville/SC Fone: (47) 3451 0100 www.kavo.com.br
Filiais KaVo no Brasil - São Paulo e Rio de Janeiro Fábricas KaVo no mundo - Alemanha (Biberach e Warthausen) e Itália (Genova)